

Ako správne

zabalit zásielku?



Umiestnenie prepravného listu

- umiestnite prepravný list TNT na vonkajšiu vrchnú časť zásielky
- neumiestňujte ho cez rohy a ani ho neprehýbajte; pri vami tlačných prepravných listoch sa uistite, že sú správne a kvalitne vytlačené tak, aby bolo možné z nich skenovať EAN kódy
- neprekrývajte prepravný list alebo iný dokument na povrchu zásielky lepiacou páskou alebo iným materiálom

Papierové a plastové obálky

- pred vložením CD do kartónového obalu TNT sa uistite, že je umiestnené v pevnom plastovom obale, čím zabezpečíte väčšiu ochranu
- tekutiny a jemné časti nikdy neposielajte v plastových alebo papierových obálkach
- ak posielate dokumenty, vložte ich najskôr do obálky, ideálne ešte zabalené v ďalšom papieri; takto pripravené dokumenty vložte do kartónovej alebo plastovej obálky TNT, ktorá zabráni ich prípadnému poškodeniu

Kartónové obaly

- kartónové obaly by mali byť vyrobené z pevného, voči roztrhaniu odolného materiálu
- zásielka nesmie mať väčšiu hmotnosť ako stanovuje výrobca obalu; na spodok škatule umiestnite minimálne 5 cm vrstvu výplňového materiálu, zvýšite tak ochranu zásielky
- ak sa tovar skladá z viacerých častí, obalte každú časť zvlášť a umiestnite ich do stredu krabice; zvyšný priestor vyplňte vhodným materiálom a na vrch umiestnite ochrannú vrstvu

Palety

- predmety s hmotnosťou nad 70 kg musia byť umiestnené na palete, aby bol tovar stabilný a lepšie chránený
- najlepší spôsob nakučania škatúl na paletu je uložiť jednu na druhú; nepoužívajte pyramídový spôsob ukladania – nerovný povrch oslabuje celkové balenie a takto zabalený tovar je vystavený veľkému nebezpečenstvu poškodenia inými zásielkami
- škatule, ktoré nie sú celkom zaplnené sa môžu poškodiť pôsobením tiaže ostatných zásielok na palete a narušiť svoj obsah, ako aj stabilitu palety
- správne zabalená škatuľa by mala uniesť až pätnásobok vlastnej hmotnosti; tesne pred uzatvorením kartónového obalu sa preto ubezpečte, že všetky prázdne miesta v ňom sú zaplnené vhodným výplňovým materiálom napr. vlnitým kartónom alebo penou



Viac informácií na:

TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Oddelenie služieb zákazníkom
24 hodín denne, 7 dní v týždni

tel.: 0800 100 868

fax: 02/ 48 275 191

e-mail: customerservice.sk@tnt.com

www.tnt.sk

Obalové materiály

Nová generácia TNT obalov



Nová generácia obalov

väčší výber, jednoduchá manipulácia, dokonalá ochrana, ekologická nezávadnosť

TNT Express vám prináša novú generáciu obalov. Jej hlavným cieľom je vhodným obalom lepšie chrániť vaše tovary a dokumenty pred poškodením, jasne odlíšiť a ľahko identifikovať zásielky TNT na celom svete a súčasne chrániť životné prostredie.

Väčší výber

Nový rad obalov vám poskytuje väčší výber, jednoduchšie používanie a dokonalejšiu ochranu pred poškodením. V TNT máte teraz k dispozícii ideálny obal pre správne zabalenie akejkoľvek zásielky od utajených dokumentov, cez krehké predmety, plagáty, fľaše až po teplotne kontrolované medicínske vzorky. Napríklad MedPak bol vytvorený špeciálne pre medicínske vzorky.

Jednoduchá manipulácia a dokonalá ochrana

Široký výber nevylučuje jednoduchosť. Každý typ obalu je identifikovaný jasným ľahko zapamätateľným názvom a príznačnou grafikou. Všetky nové balíky obsahujú kreslené inštrukcie popisujúce najlepší spôsob zabalenia, zalepenia a odoslania tovaru. Nový dizajn obalok a vreciek má perforovanú časť na ľahšie otváranie. Aby sa znížila šanca poškodenia, sú papierové obálky a krabice vyrobené z pevnejšieho kartónu.

Ľahko identifikovateľný dizajn

Výrazne rozpoznateľné balenie lepšie propaguje značku TNT. Na novom dizajne dominuje energická oranžová farba doplnená sviežimi fotografiami slnečníc, pomarančov, zlatých rybičiek či motýľov. TNT zároveň ponúka novú radu nálepiek, ktoré lepšie a výraznejšie identifikujú zvolenú expresnú službu a jasne odlišujú zásielky posielané prémieovými službami od tých ostatných.

Environmentálne priateľské

Používaním nových obalov TNT zároveň prispievate k ochrane životného prostredia. Všetky kartónové obálky a krabice sú vyrobené z recyklovaného papiera a sú plne recyklovateľné. Nové plastové obaly sú biologicky rozložiteľné po dvoch rokoch. Každý obal má na sebe vyznačený dátum expirácie.

Nová obalová rada TNT

Pak



Kartónová obálka **Pak 1** pre malé dokumenty
 • rozmer – 320x300 mm
 • dostupné bezplatne

Kartónová obálka **Pak 2** pre väčšie dokumenty
 • rozmer – 400x300 mm
 • dostupné bezplatne

Plastová obálka **Pak 3** pre dokumenty a malé predmety s ochrannou vnútornou vrstvou
 • rozmer – 410x330 mm
 • dostupné bezplatne

Plastová obálka **Pak 4** pre dokumenty a malé predmety s ochrannou vnútornou vrstvou
 • rozmer – 525x380 mm
 • dostupné bezplatne

Kartónová hrubá obálka **Pak 5** pre ťažšie dokumenty a malé predmety
 • rozmer – 317x260x37 mm
 • dostupné bezplatne

MedPak



Medicínsky obal **MedPak Ambient** /IATA/ pre lekárske vzorky
 • vonkajšie rozmery – 191x145x102 mm
 • vnútorné rozmery – 172x137x98 mm
 • na objednávku



Medicínsky obal **MedPak Ambient plus** pre lekárske vzorky s ochranným gélom
 • vonkajšie rozmery – 291x191x102 mm
 • vnútorné rozmery – 276x188x99 mm
 • na objednávku



Medicínsky termo obal **MedPak Frozen 3** so suchým ľadom (k dispozícii iba ASPAC)
 Objemová hmotnosť 3,0kg.
 • vonkajšie rozmery – 258x257x270 mm
 • vnútorné rozmery – 154x154x154 mm
 • na objednávku

Medicínsky termo obal **MedPak Frozen 5** so suchým ľadom a kontrolovanou teplotou.
 Objemová hmotnosť 4,9kg.
 • vonkajšie rozmery – 305x303x294 mm
 • vnútorné rozmery – 190x190x174 mm
 • na objednávku

Medicínsky termo obal **MedPak Frozen 10** so suchým ľadom a kontrolovanou teplotou.
 Objemová hmotnosť 9,9kg.
 • vonkajšie rozmery – 400x396x374 mm
 • vnútorné rozmery – 228x228x226 mm
 • na objednávku

Medicínsky termo obal **MedPak Frozen 17** so suchým ľadom. Objemová hmotnosť 17kg.
 • vonkajšie rozmery – 465x458x478 mm
 • vnútorné rozmery – 320x320x320 mm
 • na objednávku



Medicínsky obal **MedPak Thermo 13** s kontrolovanou teplotou.
 Objemová hmotnosť 12,7kg.
 • vonkajšie rozmery – 475x440x365 mm
 • vnútorné rozmery – 250x214x120 mm
 • na objednávku

Medicínsky obal **MedPak Thermo 20** s kontrolovanou teplotou.
 Objemová hmotnosť 19,6kg.
 • vonkajšie rozmery – 555x505x420 mm
 • vnútorné rozmery – 344x264x153 mm
 • na objednávku

Medicínsky obal **MedPak Thermo 28** s kontrolovanou teplotou.
 Objemová hmotnosť 28,3kg.
 • vonkajšie rozmery – 632x532x505 mm
 • vnútorné rozmery – 385x285x250 mm
 • na objednávku

PathoPacks obal pre MedPak nepriepustný a nepriedušne uzatvárateľný
 • rozmer – 240x150 mm
 • na objednávku



ParcelPak

Krabica **ParcelPak 12kg** označená podľa hmotnosti obsahu
 • rozmer – 420x255x340 mm
 • dostupné bezplatne



Krabica **ParcelPak 8kg** označená podľa hmotnosti obsahu
 • rozmer – 360x300x220 mm
 • dostupné bezplatne

Krabica **ParcelPak 5kg** označená podľa hmotnosti obsahu
 • rozmer – 370x305x140 mm
 • dostupné bezplatne

Krabica **ParcelPak 2kg** označená podľa hmotnosti obsahu
 • rozmer – 360x300x90 mm
 • dostupné bezplatne

BottlePak

Obal **BottlePak 1** na 1 fľašu
 • rozmer – 328x110x113 mm
 • na objednávku



Obal **BottlePak 2** na 2 fľaše
 • rozmer – 328x220x113 mm
 • na objednávku



Obal **BottlePak 3** na 3 fľaše
 • rozmer – 345x331x113 mm
 • na objednávku

