

# Medpak Thermo Paketleme Çözümleri

Birçok eczacılık ürünü ve biyomedikal numune ısı değişimine duyarlıdır.

Medpak Thermo ile bu önemli ve ısıya duyarlı gönderilerin

- hızlı, ekspres dağıtımı
- güvenli
- zarar görmeden ve
- öncelik sağlanarak taşınması sağlanmaktadır.

Medpak Thermo, BM 3373 Biyolojik İçerik B kategorisine giren, kan ve idrar tüpleri gibi ısı kontrollü paketleme gerektiren, bulaşıcı olmayan numunelerin taşınması için tasarlanmıştır.

Tüm çözüm üç anahtar öğeden oluşmaktadır:

- tekrar kullanılabilir izole edilmiş paketleme
- ısı kontrolü (kuru buz veya jel paketler içeren)
- zaman kısıtlamalı uluslararası nakliye

Medpak Thermo, tüm IATA düzenlemelerine uygun, kullanıcının güvenliğini garanti eden ve ilgili tüm mevzuata uygun, dayanıklı poliüretan iso kabıdır. Ayrıca çevreye dosttur ve hem paketlerken, hem de paketten çıkarırken kolay bir kullanıma sahiptir. Poliüretanın kanıtlanmış izole etme özelliği vardır ve ince duvarları toplam hacmin az olmasını sağlar.

Medpak Thermo, hem dondurulmuş hem de soğuk tutulan ürün ve numuneler için kullanılabilir.

## **Dondurulmuş**

Ürünleri donmuş bir şekilde korumak için, Medpak Thermo kuru buz kullanır ve numuneler -79,5 ° C'de taşınmış olur.

TNT donmuş ürünler için üç farklı Medpak seçeneği sunar;

### **Medpak Thermo 72**

255 x 210 x 170mm Paket içi boyutlar  
355 x 310 x 320mm Paket dışı boyutlar  
Taşıma kapasitesi: 1 litre PATHOPAK  
72 saat için onaylı

### **Medpak Thermo 96**

258 x 258 x 258mm Paket içi boyutlar  
388 x 388 x 388mm Paket dışı boyutlar  
Taşıma kapasitesi: 2/3 litre PATHOPAK  
96 saat için onaylı

### **Medpak Thermo 96 Laboratuvar içi Taşıma**

320 x 320 x 320mm Paket ii boyutlar  
450 x 450 x 450mm Paket dıŐı boyutlar  
TaŐıma kapasitesi: 4 adet 135 x135x 75mm boyutlarında Cryovial kutular  
96 saat iin onaylı

### **SoĐuk Tutmak iin**

Medpak Thermo, soĐuk tutulması gereken numunelerin taŐınması iin ideal bir özumdür, özellikle 2° - 8° C derecelik sabit bir ısıda kalması gereken numuneler iin. Özel tasarlanmış ve etkili soĐutucu öĐelerle birlikte, numuneler paketlenerek 96 saat boyunca sabit bir ısıda kalabilir.

TNT SoĐutucu Medpakları iki boydadır:

### **BT 25**

315 x 315 x 240mm Paket ii boyutlar  
470 x 470 x 400mm Paket dıŐı boyutlar  
TaŐıma kapasitesi: 6 litre

### **BT 45**

440 x 385 x 275mm Paket ii boyutlar  
567 x 520 x 440mm Paket dıŐı boyutlar  
TaŐıma kapasitesi: 15 litre

ŐokSoĐuk özümü gibi baŐka paketleme seeneklerimiz de bulunmaktadır. ŐokSoĐuk özümü, -40 °C ortam ısısına maruz kaldıĐı takdirde minimum 10 saat boyunca ürünleri 0°C'nin üzerinde tutmak iin tasarlanmıŐtır. 1,5 litrelik bir taŐıma kapasitesi vardır ve TNT A5 MedpoŐet ve altı adet 5 °C'lik PCM paketleriyle birlikte kullanılır.

TNT daha farklı boyutlarda iin de paketleme özümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi iin lütfen ülkenizde bulunan SaĐlık Merkezi'ni arayın.